

Manual (EN) ● Návod na použitie (SK) ● Návod na použití (CZ)

Protective face mask ● Ochranná tvárová maska ● Ochranná obličejová maska

Filtering half mask KN95 ● Filtračná polmaska KN95 ● Filtrační polomaska KN95

Model: HY001

Product structure and composition EN:

This product is KN95 (HY001) protective mask of ship type, which is composed of mask body, nose clip and elastic belt. The mask body is protected by layers, consisting of PP non-woven fabric, Hot-air cotton, PP cotton type, Melt blown fabric and PP non-woven fabric.

Štruktúra a zloženie produktu SK:

Ochranná maska typu KN95 (HY001) sa skladá z tela masky, nosového klipu a elastického upevnenia. Telo masky sa skladá z vrstiev, pozostávajúcich z PP netkanej textílie, bavlny tepelne spracovanej horúcim vzduchom, PP bavlneného typu (striž), tkaniny z vyfukovanej polymérnej taveniny a PP netkanej textílie.

Struktura a složení produktu CZ:

Ochranná maska typu KN95 (HY001) se skládá z těla masky, nosního klipu a elastického upevnění. Tělo masky se skládá z vrstev, sestávajících z PP netkané textilie, bavlny tepelně zpracované horkým vzduchem, PP bavlněného typu (stříž), tkaniny z vyfukované polymerní taveniny a PP netkané textilie.

Product storage conditions EN:

Store in a room with relative humidity no more than 80%, no corrosive substances and good ventilation conditions.

Podmienky skladovania produktu SK:

Skladujte v miestnosti s relatívnou vlhkosťou nie viac ako 80%, bez korozívnych látok a za dobrých podmienok vetrania.

Podmínky skladování produktu CZ:

Skladujte v místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 80%, bez korozivních látek a za dobrých podmínek větrání.

Use note EN:

1. Do not use in the environment with oxygen deficiency, toxic gas and excessive pollution.
2. When wearing the mask correctly, and smelling the odor or feeling that the breath is not smooth, the mask should be replaced immediately.
3. After using the mask, cut it into pieces, put in plastic bag and put it into the garbage can
4. This This protective face mask is suggested to be replaced every 4 hours. Not reusable.
5. Not suitable for children under 3 years old.
6. Not for use in operating rooms or invasive operations

Poznámky SK:

1. Nepoužívajte v prostredí s nedostatkom kyslíka, toxickým plynom a nadmerným znečistením.
2. Ak masku nosíte správne a máte pocit zápachu alebo pocit, že dych nie je plynulý, maska by sa mala okamžite vymeniť.
3. Po použití masku rozstrihajte na kúsky, vložte ju do igelitového sáčku a vložte ju do nádoby na zmiešaný odpad.
4. Táto ochranná maska na tvár sa odporúča vymieňať každé 4 hodiny. Nie je určená na opakované použitie.
5. Nie je vhodná pre deti do 3 rokov.
6. Nie je určená na použitie v operačných sálach ani na invazívne operácie

Poznámky CZ:

1. Nepoužívejte v prostředí s nedostatkem kyslíku, toxickým plynem a nadměrným znečištěním.
2. Pokud masku nosíte správně a máte pocit zápachu nebo pocit, že dech není plynulý, maska by měla okamžitě být vyměněna.
3. Po použití masku rozstříhejte na kousky, vložte ji do igelitového sáčku a vložte ji do nádoby na směsný odpad.
4. Tato ochranná maska na obličej se doporučuje vyměňovat každé 4 hodiny. Není určena pro opakované použití.
5. Není vhodná pro děti do 3 let.
6. Není určena pro použití v operačních sálech ani na invazivní operace

Product Validity EN:

This KN95 mask is valid for three years. Please use it with the validity period.

Životnosť SK:

Táto maska KN95 je použiteľná tri roky. Masku použite len do termínu životnosti.

Životnost CZ:

Tato maska KN95 je použitelná tři roky. Masku použijte pouze do termínu životnosti.

Manual (EN) ● Návod na použitie (SK) ● Návod na použití (CZ)

Certificates of conformity ● Certifikáty zhody ● Certifikáty shody:

- GB2626-2006 (for China export licence) KN95

Fitting Instructions EN:

1. Facing the face of the mask without nose clip, hold one ear band with both hands, so that the nose clip is located above the mask.
2. Put the mask over your chin.
3. After pulling the ear strap to the ear, adjust the ear strap to feel as comfortable as possible.
4. Place both hands and fingers in the middle of the metal nose clip, press inward while moving the fingertips along the nose clip to both sides, until the nose clip is fully pressed into the shape of the bridge of the nose.
5. Make sure the mask is covering your nose and mouth perfectly.



Návod na použitie SK

1. K tvári si nasadíte masku z tej strany, na ktorej sa nenachádza spona na nos. Chyťte šnúrky na uši oboma rukami tak, aby sa spona na nos nachádzala hore na prednej strane masky.
2. Priložíme masku na bradu.
3. Upravte si ušný úchyt tak, aby ste sa cítili čo najpohodnejšie.
4. Dajte obe ruky a prsty do stredu kovovej nosovej spony, zatlačte dovnútra a zároveň posúvajte prsty po nosovej sponě na obidve strany.
5. Uistite sa, že maska dokonale zakrýva nos a ústa.

Návod k použití CZ

1. K tváři si nasadíte masku z té strany, na níž se nenachází spona na nos. Chyťte šňůrky na uši oběma rukama tak, aby se spona na nos nacházela nahoře na přední straně masky.
2. Přiložíme masku na bradu.
3. Upravte si ušní úchyt tak, abyste se cítili co nej pohodlněji.
4. Dejte obě ruce a prsty do středu kovové nosní spony, zatlačte dovnitř a zároveň posunujte prsty po nosní sponě na obě strany.
5. Ujistěte se, že maska dokonale zakrývá nos a ústa.

Filtračná polmaska KN95 model: HY001 bez ventilu Filtering half mask KN95 100ks v balení • 1000ks/kartón • code010-DL	Import to EU: www.slos.sk SLOS s.r.o., NLS 24, 974 01 B.Bystrica, SK Distribúcia Sk: MH elektro, s.r.o., Požiarická 17, Prešov
Made in China GB2626-2006	
EAN8586018424363	

Filtrační polomaska KN95 model: HY001 bez ventilu Filtering half mask KN95 100ks v balení • 1000ks/kartón • code010-DL	Import to CZ: TANGENSIS s.r.o. Tkalcovská 1371 Rožnov pod Radhoštěm, CZ
Made in China GB2626-2006	
EAN8586018424363	